


Covid-19 진단을 위한 핵산 추출 솔루션

바이오디의 자동핵산추출장비라면
96개 샘플을 18분안에 추출하는 드라마가 펼쳐집니다!



GeneRotex 96



추출 장비의 특징

High Speed

- 전, 후 처리 과정이 필요 없는 간편한 실험 과정 (Lysis에서 elution까지 한번에 진행)
- 최대 96개 Sample 추출을 ~20분 이내에 완료 가능



Libex 32

High Extraction Efficiency

- 교체 가능한 HEPA Filter 및 음압 공기 배출 장치의 내장으로 배기가스 위험 제거
- 오염 방지를 위한 UV Lamp 내장
- Heat block 장착으로 Lysis 및 Elution 시 고수율 및 고순도 보장

Easy Control & Flex System

- LCD 터치 스크린으로 손쉽게 구동
- 각 시료에 따른 최적화된 protocol 제공

SARS-CoV-2 핵산 추출 전용 장비 Libex 32 & GeneRotex 96 자세히 보기 >>

전용 장비와 시약 사용의 장점

• Full-Process Automated System

샘플 로딩 및 핵산 추출과정에서 발생할 수 있는 manual error 및 감염 위험을 최소화 자동화 시스템

• Large-Volume, High-Sensitivity

대용량 시료에서, 높은 감도로 추출 가능

• High-Throughput, Low-Cost

높은 효율성과 저렴한 비용, 손쉬운 테스트

• Accurate and Reliable

권위있는 NMPA/CE 인증을 받아 광범위한 응용분야에서 탁월한 결과

• Various Solutions

다양한 샘플링 및 추출 방법과 조합 옵션을 제공



전용 Kit

SARS-CoV-2 핵산 추출 장비 전용 시약 문의하기 >>